

## ZK-3wave Laser a Diodo 808nm 755nm 1064nm Epilazione



Combinazione di 3 lunghezze d'onda  
(755nm, 808nm, 1064nm)

Depilazione laser a diodi indolore  
Adatto a tutti i colori della pelle

13 \* 39mm2  
Potenza 800W



zoom\_4761644\_808nm\_laser\_diode.JPG

ZKDENTAL



Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo:**

Prezzo scontato: 19990,00 €

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita: 19990,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

### Descrizione



Combinazione di 3 lunghezze d'onda  
(755nm, 808nm, 1064nm)

Depilazione laser a diodi indolore  
Adatto a tutti i colori della pelle


13 \* 39mm2  
Potenza 800W





### Teoria del trattamento

Questa macchina utilizza 3 barre di lunghezza d'onda (755 nm, 808 nm, 1064 nm) montate all'interno di un'unica maniglia, una luce in grado di emettere 3 lunghezze d'onda di luce, per raggiungere diverse profondità della pelle. Quindi può rimuovere i capelli in modo più efficace.



Permanent and painfree  
For any hair color  
For any skin color

<b>755nm</b>	Assorbimento energetico più potente grazie al cromoforo melanico, che lo rende ideale per la più ampia gamma di tipi e colori di capelli. <b>- capelli particolarmente chiari e sottili</b>
<b>808nm</b>	Penetrazione profonda del follicolo pilifero ad alta potenza media con alto tasso di ripetizione per un trattamento veloce, moderato livello di assorbimento della melanina che lo rende sicuro per i tipi di pelle più scura. <b>Ideale per il trattamento di braccia, gambe, guance e barba.</b>
<b>1064nm</b>	Basso assorbimento di melanina, soluzione concentrata per i tipi di pelle più scura. Offre la più profonda penetrazione del follicolo pilifero, incapsala i capelli in aree come il cuoio capelluto, l'ascella e l'area pubblica. <b>Soprattutto per la pelle più scura.</b>