

ZK-3wave Laser a Diodo 808nm 755nm 1064nm Epilazione



Combinazione di 3 lunghezze d'onda
(755nm, 808nm, 1064nm)

Depilazione laser a diodi indolore

Adatto a tutti i colori della pelle

13 * 39mm2
Potenza 800W



zoom_4761644_808nm_laser_diode.JPG

ZKDENTAL



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo:

Prezzo scontato: 19990,00 €

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita: 19990,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Combinazione di 3 lunghezze d'onda
(755nm, 808nm, 1064nm)

Depilazione laser a diodi indolore

Adatto a tutti i colori della pelle


13 * 39mm2
Potenza 800W





Teoria del trattamento

Questa macchina utilizza 3 barre di lunghezza d'onda (755 nm, 808 nm, 1064 nm) montate all'interno di un'unica maniglia, una luce in grado di emettere 3 lunghezze d'onda di luce, per raggiungere diverse profondità della pelle. Quindi può rimuovere i capelli in modo più efficace.



Permanent and painfree
For any hair color
For any skin color

755nm	Assorbimento energetico più potente grazie al cromoforo melanico, che lo rende ideale per la più ampia gamma di tipi e colori di capelli. - capelli particolarmente chiari e sottili
808nm	Penetrazione profonda del follicolo pilifero ad alta potenza media con alto tasso di ripetizione per un trattamento veloce, moderato livello di assorbimento della melanina che lo rende sicuro per i tipi di pelle più scura. Ideale per il trattamento di braccia, gambe, guance e barba.
1064nm	Basso assorbimento di melanina, soluzione concentrata per i tipi di pelle più scura. Offre la più profonda penetrazione del follicolo pilifero, incapsula i capelli in aree come il cuoio capelluto, l'ascella e l'area pubblica. Soprattutto per la pelle più scura.