

## Riunito Portatile da campo veterinario e militare ZK-DP13



zoom\_88598542\_Portable-Dental-Unit-FNP-130-.jpg



Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo:**

Prezzo scontato: 1890,00 €

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita: 1890,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

### Descrizione



Il sistema ZK-DP13 e' un impianto elettrico dentale completamente autonomo ideale per zone di montagna o addestramenti nei campi

Facile veloce da configurare utilizzare.

Pronto per il viaggio.

Disponibile con piezo scaler ad ultrasuoni, LED fotopolimerizzazione configurazioni manipolo di fibre ottiche.( Configurazione gia inclusa )

### Caratteristiche standard:

Riunito portatile con cordoni a 6 fori ( 2 unita' )

3-way siringa 1PC

Aspiratore

Autonomo approvvigionamento idrico 1set

Autonomo compressore senza olio (580W) 1set

Pedale On Off

Ablatore Ultrasonic Piezo Scaler  
Polimerizzatore LED

Facilmente trasportabile con maniglia estraibile ruote  
Pesa da 15 a 30 Kg seconda della configurazione  
110V 220V Compatibile  
Capacita' serbatoio 7 L

**Opzioni:**

turbina  
Micromotore

contrangolo 1:1

