

Contrangolo 1:1 con Led e spray interno LUX



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo:

Prezzo scontato: 189,00 €

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita: 189,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Contrangolo Anello Blu ZKDENTAL

Con Led spray interno 1:1

Generatore LED integrato bassa velocita'
contrangolo rapporto 1:1 Anello BLU Spray interno Tipo di connessione type Per micromotori - **TYPE ISO 1**

Pressione dell'aria di alimentazione: 0.30mpa-0.35mpa

2 Fornitura tensione :3.0-3 0,8

3 velocita > 18.000r/min Tipo di Chuck: Push Botton

5 fresa applicabile :2.345-2 .355mm/1.595-1.600