

Vasca Ultrasuoni 3 Litri Odontoiatra Tattoo



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo:

Prezzo scontato: 299,00 €

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita: 299,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Il lavaggio ad ultrasuoni è il mezzo tecnologicamente più avanzato ed economico di pulitura. Le lavatrici ZKDENTAL Italia® generano un'elevata potenza ultrasonica che associata ad un detergente disinfettante garantisce una rapida ed efficace azione di pulizia rimuovendo la sporcizia dalla superficie dell'oggetto anche nelle parti difficilmente accessibili. Le vasche ad ultrasuoni sono realizzate completamente in acciaio Inox antigraffio, pertanto si dimostrano resistenti nel tempo agli agenti corrosivi e usuranti. Un generatore elettronico gestito da un microprocessore ottimizza le prestazioni di potenza. È dotata di un pannello comandi con display LCD che permette l'impostazione e la visione dei tempi di vibrazione e dei valori di temperatura dei liquidi. La dotazione comprende un cestello e un coperchio vasca. A richiesta è possibile ordinare anche due bicchieri in Pirex e relativo supporto.

Caratteristiche tecniche:

- Capacità vasca: 3 litri.
- Potenza: 230 Watt / Frequenza: 40 kHz / Alimentazione: 220-240 Vac 50 Hz.
- Dimensioni vasca: interne 237x93x138 mm / esterne 252x271x150 mm.
- Peso: 4Kg.
- Tempo regolabile 1-99 minuti.
- Riscaldamento regolabile: 0~80 °C.