

Termometro Digitale Flexi con punta flessibile e resistente all'acqua



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo:

Prezzo scontato: 3,00 €

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita: 3,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Descrizione prodotto:

Di utilizzo semplice e sicuro, il prodotto presenta le caratteristiche seguenti:

- Misurazione temperatura rapida: risultati in soli 60 secondi
- Punta flessibile
- Resistente all'acqua
- Ampio display LCD
- Gamma di lettura del display da 32.0 °C a 42.0 °C
- Accuratezza ± 0.1 °C
- Memorizzazione: ultima lettura
- Allarme acustico febbre
- Spegnimento automatico
- Astuccio in plastica
- Manuale multilingue e scatola standard
- Approvazione CE 0197 e FDA