

COMODINO CON TAVOLINO SERVIPRANZO - bifronte



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo:

Prezzo scontato: 454,00 €

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita: 454,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Descrizione prodotto:

COMODINO CON TAVOLINO SERVIPRANZO - bifronte

Telaio principale in lamiera d'acciaio 0.8 mm con bordi arrotondati, verniciato con polveri epossidiche.

Piano in ABS termoformato con bordi rialzati per il contenimento liquidi/oggetti, vano laterale portabottiglie e porta bicchieri. Cassetto scorrevole con vaschetta interna in ABS termoformato estraibile.

Frontale cassetto e ante in laminato plastico spessore 10 mm. Maniglie antitrauma.

Tavolino servitore in ABS girevole, scorrevole e regolabile in altezza (90-110 cm).

Ripiano interno estraibile. Griglie di aerazione sul fondo del comodino. 4 ruote girevoli 60 mm di cui 2 con freno.