

## TROUSSE IMMOBILIZZO ARTI - 4 pezzi



Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo:**

Prezzo scontato: 77,00 €

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita: 77,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

### Descrizione

Descrizione prodotto:

Indispensabile per il primo intervento in caso di incidenti, contusioni o fratture. Protegge l'arto senza impedire la circolazione consentendo un trasporto sicuro e indolore. Comprende 4 pezzi dello spessore di una foglia di PVC di 300 micron, gonfiabili per piede, gamba, mano e braccia in materiale trasparente, resistenti all'acqua e a variazioni di temperatura, riutilizzabili più volte. Un lungo tubo di plastica consente un gonfiaggio rapido e senza sforzo. Possono essere eseguite diagnosi o radiografie senza togliere il gambale o bracciale dall'arto del paziente.

Particolarmente indicato per infermerie, ospedali, ambulanze, scuole, centri sportivi ed industrie.

La pompetta di gonfiaggio e' inclusa.