

## Lampada scialitica 60.000 lux LED dentista ZK-LED01



Lampada scialitica 60.000 lux LED dentista ZK-LED01

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo:**

Prezzo scontato: 2590,00 €

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita: 2590,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

**Caratteristiche della Lampada scialitica LED**



1. A

1. Adotta un chip led come fonte di luce fredda, migliora enormemente il lavoro del medico e la protezione ambientale .
2. Le migliori sono il risparmio di energia , il consumo di energia che si ha e' solo 1/10 della lampada ad incandescenza normale e 1/2 della lampada alogena con la stessa brillantezza.
3. sistema di controllo digitale e la brillantezza sono memorizzabili. Può essere regolata in continuo come la temperatura di colore tra 3500 a 5000k
4. La durata è di 50 di più rispetto al normale lampadina alogena
5. Senza Ombra ad alta frequenza, modo uniforme di illuminazione, ad alta definizione, la luce che emette è senza raggi uv.

**Model No.** ZK-LED01

**illuminazione** 60.000 LUX

**telecomando**

**Temperatura di colore** 3500-5000K

**Diametro Spot** 200 millimetri

**profondità di illuminazione** > 800 millimetri

**Interventi di regolazione della luce---**

**Ripristinare indice di colore** 95-98

**proporzione Shadowless** 98%

**LED vita** > 50000h

**distanza di lavoro** 500-2000 millimetri

**Up Medico-head temperatura** **alimentazione elettrica** 110-240V; 50/60Hz

**Altezza minima del soffitto** 2.400 millimetri

**Batteria di back-up**12V opzionale

**consumo** 50W/12V

**pacchetto** scatola di cartone

**formato dell'imballaggio** 81 \* 70 \* 21 cm

**peso netto** 50KG

**peso lordo** 65KG