

Lampada scialitica 60.000 lux LED dentista ZK-LED01



Lampada scialitica 60.000 lux LED dentista ZK-LED01

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo:

Prezzo scontato: 2590,00 €

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita: 2590,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Caratteristiche della Lampada scialitica LED



1. A

1. Adotta un chip led come fonte di luce fredda, migliora enormemente il lavoro del medico e la protezione ambientale .

2. Le migliori sono il risparmio di energia , il consumo di energia che si ha e' solo 1/10 della lampada ad incandescenza normale e 1/2 della lampada alogena con la stessa brillantezza.

3. sistema di controllo digitale e la brillantezza sono memorizzabili. Può essere regolata in continuo come la temperatura di colore tra 3500 a 5000k

4. La durata è di 50 di più rispetto al normale lampadina alogena

5. Senza Ombra ad alta frequenza, modo uniforme di illuminazione, ad alta definizione, la luce che emette è senza raggi uv.

Model No. ZK-LED01

illuminazione 60.000 LUX

telecomando

Temperatura di colore 3500-5000K

Diametro Spot 200 millimetri

profondità di illuminazione > 800 millimetri

Interventi di regolazione della luce---

Ripristinare indice di colore 95-98

proporzione Shadowless 98%

LED vita > 50000h

distanza di lavoro 500-2000 millimetri

Up Medico-head temperatura alimentazione elettrica 110-240V; 50/60Hz

Altezza minima del soffitto 2.400 millimetri

Batteria di back-up12V opzionale

consumo 50W/12V

pacchetto scatola di cartone

formato dell'imballaggio 81 * 70 * 21 cm

peso netto 50KG

peso lordo 65KG